

Prüfvorschrift /Prüfprotokoll

Artikel 1243

Cistrosentinktur 1:5

Tinctura Cisti incani e herba 1:5

Auszugsmittel Ethanol 70% (V/V)

Dokumentation Dünnschichtchromatogramm

Charge:	0435	ID-Nr.: 1819-25
Prüfung:	Identität Flavonoid-Fingerprint	
Fließmittel:	Ethylacetat R / Eisessig R / Ameisensäure konz. R / Wasser R = 100 + 11 + 11 + 27 (V/V)	
Detektion:	UV 365 nm nach Besprühen der warmen Platte mit „Naturstoff-Reagenz“/Macrogol 400-Lösung; Auswertung 30 min nach dem Besprühen	
Laufstrecke:	8 cm	
Stat. Phase:	HPTLC-Fertigplatte (Merck) Kieselgel F254	
Bahnen:	1) Untersuchungslösung (UL)	5µl
	2) Referenzlösung (RL) [von unten]: 2,5mg Rutosid, 2,5mg Chlorogensäure R, 1mg Hyperosid R, 2,5mg Kaffeesäure R in 10ml Methanol R lösen	5µl
	3) Untersuchungslösung (UL)	10µl
Herstellung der Untersuchungslösung:		
Die Tinktur wird direkt zur Chromatografie verwendet		

DC-Abbildung:



Beschreibung:

- **Rf Rutosid:** 1 x schwach orange fluoreszierend
- **Zwischen Rf Chlorogensäure und Rf Hyperosid:** 1 x orange fluoreszierend
- **Rf Hyperosid:** 1x orange fluoreszierend
- **zwischen Rf Hyperosid und Kaffeesäure:** 1 x intensiv orange, 1x orange, 1 x gelbgrün, 1 x grün und 1x blau fluoreszierend
- **Rf Kaffeesäure:** 1x schwach rot und oberhalb 1x gelb fluoreszierend

Die Prüfung ☒ entspricht ☐ entspricht nicht

Datum:...16.12.2026.....Bearbeiter:...Verena Hübl.....